

Adjunkt D2a / D4

Schließfeder mit Schwenkarm

Die DICTATOR Adjunkte D2a und D4 sind als einfacher und preiswerter Schließmechanismus für fast alle Türen geeignet. Die Adjunkte sind sowohl für linke als auch rechte Türen verwendbar.

Die einstellbare Federkraft wird über einen Hebelarm übertragen, der auf einer Rolle gleitet, die am Türblatt befestigt ist.

Der Federarm ist hochklappbar, so daß auf diese Weise die Funktion des Adjunkt vorübergehend ausgeschaltet werden kann und die Tür offen stehenbleibt (z.B. um ungehindert Gegenstände hindurch zu transportieren).

Die Adjunkte sind mit verschiedenen Federstärken lieferbar und daher je nach Typ für leichte aber auch sehr schwere Türen einsetzbar.

Für den Einsatz an Außentüren, wie z.B. Gartentüren, werden die Adjunkte D2a/D4 in **Edelstahl** geliefert.


Als Ergänzung zu den Adjunkten D2a und D4 empfiehlt sich die Verwendung eines DICTATOR Türdämpfers, damit die Tür vor dem Zuschlagen abgedämpft und sanft gezogen wird (siehe ab Seite 02.003.00).



Technische Daten


Material	Stahl vernickelt oder Edelstahl
Federkraft je Typ	10 - 50 N einstellbar

Montage



Befestigen Sie den Fuß des Adjunktes mit entsprechenden Schrauben (\varnothing 5 mm) an der gewünschten Stelle auf der Türzarge. Beachten Sie dabei bitte die unten angegebenen Maße, insbesondere den Abstand der Gleitrolle, die auf das Türblatt geschraubt wird, zum Fuß selber. Bei Türen mit normalem Gewicht wird der Adjunkt im unteren Drittel der Tür befestigt. Wenn Sie den Adjunkt spannen möchten, stecken Sie den beiliegenden Stift in ein Loch des Spannrings und drehen jeweils in Richtung Hebel. Der kleine Stift, in eine der Bohrungen gesteckt, wirkt als Mitnehmer zur Schließfeder. Sollte die Kraft nicht ausreichen, so entfernen Sie den Stift wieder und drehen die Spannvorrichtung nochmals in Richtung Hebel.

Maße



Bestellangaben

Adjunkt D2a	vernickelt	Bestell-Nr. 300300
Adjunkt D2a	Edelstahl	Bestell-Nr. 300308
Adjunkt D4	vernickelt	Bestell-Nr. 300320
Adjunkt D4	Edelstahl	Bestell-Nr. 300328